

进口货物购销协议书

编号：

甲方：中国药科大学

乙方：南京北固科技有限公司

甲方联系人：姓名：郑枫 电话： 手机：[REDACTED]

地址：南京童家巷 24 号 邮政编码：210000

乙方联系人：姓名：孙前程 电话： 手机：15380966109

地址：南京市定淮门大街 101 号 邮政编码：210000

根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同。

一、商务条款：

1. 甲方向乙方订购以下货物，详细配置清单见附件：

序号	名称 (中英文)	型号 规格	品 牌	制造商 (全称)	产 地	数 量	单 位	币 种	单 价	总 价
1	气相色谱仪	GC-2030	岛 津	株式会社岛 津制作所	日 本	1	套	人 民 币	179,500.00 元	179,500.00 元
合 计	总金额(大写)：壹拾柒万玖仟伍佰元整(小写：¥179500.00)									

2. 价格条款：

除本协议另有约定外，货物价格为进口免税价。该进口免税价须包含在甲方指定地点交货的，除进口关税和进口增值税外的全部费用，并包含进口代理服务费用、安装、调试、培训和检测以及免费保修期内的售后服务费用等的全部费用。

3. 进口代理费用：甲方负责办理中国境内的货物进口批文及免税手续，并委托外贸公司代理进口业务。进口代理费用由甲方委托的外贸公司从货款中直接扣除，进口代理费用数额根据本项目采购文件给定的标准计算。

4*付款方式：甲方通过受其委托的外贸公司付款，以开具信用证(L/C)和货到后电汇(后 T/T)两种方式支付。

总金额 10 万元人民币以下的货物，货款一次付清，以 L/C 或后 T/T 方式支付。

总金额 10 万元人民币以上（含 10）的货物，货款分两次付清，第一次付款为总金额的 90%(90%L/C 凭发货单据支付)，第二次付款待设备验收合格后运行一个月无故障，经甲方用户书面确认后 15 天内付清(T/T)。

5.包装：乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。（若需特殊保管方式如冷冻等，请列明）

6.目的口岸：南京机场 南京港 其它_____（1、选择其它口岸请具体注明。2、如果选择异地清关，异地到南京用户实验室的运输、保险费用及南京本地的商检费用由乙方负责，并请打印附件二签字并盖章。3、如果选择海运，大船船务公司和驳船公司的换单费由外贸合同卖方或购销协议书的乙方承担承担，其他清关费用由甲方委托的外贸公司承担。）

7.乙方供货日期：收到信用证或发货通知后 8 周内货到目的口岸。（说明：本协议签订后，甲方将委托外贸公司签订外贸合同，外贸合同签订后将提交免税资料给海关审批，免税获准并取得免税证后才会对外开具信用证或发出发货通知。）

8.外贸合同签订方：甲方委托江苏海企长城股份有限公司（外贸合同买方）签订外贸合同，乙方委托（外贸合同卖方）岛津（香港）有限公司签订外贸合同。若乙方委托方（外贸合同卖方）在外贸合同执行中给甲方及甲方委托方江苏海企长城股份有限公司（外贸合同买方）造成任何经济及名誉损失，均由乙方承担。

9、*质量要求：乙方提供的货物必须符合中华人民共和国进口商品质量管理有关要求，必须提供货物合格资料或国家商检局签发的安全质量许可证书及《安全标志》，技术指标和参数应达到投标中作出的承诺和甲乙双方磋商确定的结果以及产品说明书中的要求。

10、乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料应以简体中文书写。

二、货物安装调试、培训与验收：

货物抵达甲方指定的使用单位后由乙方通知甲方用户、甲方委托的外贸公司三方共同到场开箱，并填写开箱记录。在货物抵达甲方使用单

位后五个工作日内，由甲方通知乙方派员上门免费进行货物的安装、调试。

乙方应在交货时同时向甲方提供与本协议项下货物相符且完整的技术资料，应对甲方相关人员进行货物使用培训及日常保养培训。

甲方在全部货物到齐（包括试剂耗材），并安装、调试合格后 10 天内对货物进行验收。在约定验收的日期前乙方必须协助甲方用户完成各项指标和功能的测试，并完成各项培训，现场验收时乙方提供必要的技术支持，否则验收延误由乙方负责。

甲方所购货物通过验收，经甲方确认并出具验收合格证明，视为验收合格。在验收中如发现货物不符合协议约定，甲方有权拒绝接受货物，要求换货或撤销协议，如选择换货乙方应于 日内重新提供符合协议约定的货物，乙方在征得甲方同意的时间内未能提供的，按逾期交货的违约责任处理。

***三、售后服务及维修：**

1. 保修期限：乙方承诺本协议项下货物自验收合格之日起，由乙方提供 壹 年免费保修服务（人为造成的损坏除外）。保修承担方为：岛津企业管理(中国)有限公司。

2. 保修期内，乙方接到维修通知，乙方人员应于 48 小时内到达现场处理，如货物在检修 72 小时后故障仍无法排除，乙方将在最短 96 小时内更换零配件，修复故障货物。货物的保修期随着检修期的出现而延长，以检修期的双倍计算延长保修期。

3. 所有货物保修服务方式均为乙方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由乙方承担。

四、违约与索赔条款：

1. 甲乙双方均应全面履行本协议，任何一方未能按照本协议的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。

2. 乙方逾期交货的，须向甲方支付逾期交货的违约金，每逾期一日的逾期交货违约金为逾期交付货物相应合同价款的 5%，逾期交货超过 60 天，甲方有权解除本协议并要求乙方赔偿损失。

3. 若乙方未按本协议的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.若乙方提供的本协议项下货物不符合第一条第九款的质量要求，甲方有权要求退货，甲方因采购已支付费用由乙方承担；若造成其他损失，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。

五、变更

本协议任何条款的变更及修改须经双方同意，采用书面形式改动，包括但不限于直接修改协议书、重签协议书、签订补充协议等形式。与货物内容相关的变更，必须通过审批后才可办理合同的书面变更手续。

六、关于法律适用和争议解决：

1. 本协议的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。

2. 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

合同签订地在此约定为中国药科大学 玄武门校区 江宁校区。

七、备注：1、本协议自甲乙双方法定代表人或委托代理人签署之日起生效。2、本协议的附件与本协议具有同等法律效力。3、本协议一式四份（甲方三份、乙方一份），每份具同等法律效力。

甲方：中国药科大学（合同章）

法定代表人（委托代理人）（签字）

签字日期：

2019.2.15.

乙方：南京北固科技有限公司（合同章）

法定代表人（委托代理人）（签字）


签字日期：

附件一： 货物清单：

NOS.		PARTS NO.	DESCRIPTION	Q'TY	
			必配---岛津气相色谱仪 Nexis GC-2030 主机		
1	S	221-77002-58	Nexis GC-2030 AF	1	set
			气相色谱仪 Nexis GC-2030 AF 主机		
			带 SPL 进样口(AFC 流路控制)		
			FID 检测器(APC 流路控制)		
			必配---ClickTek 技术		
2	S	221-77144-01	ClickTek Starter Kit, For AF model, AF 主机用 ClickTek 启动包 含 SPL 智能锁、SPL/FID 智能扣及基座组件	1	set
3	S	221-78939-41	Oven Light Unit, ClickTek 智能灯	1	pc
4	S	221-76547-41	Prefixing Tool For ClickTek, ClickTek 智能规	1	set
5	S	071-60835-01	Power Code, CCC, GC-2030 电源线	1	pc
6	S	221-77063-41	Tool Kit For GC-2030, GC-2030 工具包	1	pk g
7	S	221-81162-01	Ferrule Assy, narrow bore For GC-2030, ClickTek 压环(0.25mm 内径及以下色谱柱用)	1	pkt
8	S	221-81162-02	Ferrule Assy, middle bore For GC-2030, ClickTek 压环(0.32mm 内径色谱柱用)	1	pkt
9	S	221-81162-03	Ferrule Assy, wide bore For GC-2030, ClickTek 压环(0.53mm 内径色谱柱用)	1	pkt
			必配---消耗品包		
	A W	495615ZA	Consumable Kit for Nexis GC-2030, Nexis GC-2030 消耗品包	1	pk g
			包含：		
1		0418952ZA	High Temperature Septa 25pc、岛津高温进样 隔垫 (25 个包装)	1	pkt
2		221-42559-92	Filter Assembly、分流/吹扫用过滤器配件	2	pc
3		221-34121-94	MS Filter Aging、分子筛过滤器 (老化)	1	pc
4		227-35004-01	Premium Green Septa 50pc、Premium 绿色隔 垫 (50 个包装)	2	pkt
5		18060003ZA	Deactivated Quartz Wool 3gm、惰性化处理石 英棉 3gm	1	pk
6		221-42998	Nipple MF to Cap SPL-17V2、接头	1	pc
7		227-35005-01	O-ring for insert 10pc O 型圈 (10 个包装)	5	pkt
8		221-32705	Column Nut, Split 、毛细管柱用螺母 (有缝)	4	pc
9		092910ZA	Wool Insertion / Removal Tool、石英棉填充工 具	1	pc

10		0625012ZA	Liner Removal Forceps、镊子	1	pc
11		221-34618	10F-S-0.63 10 μ L Syringe、AOC-20i用 10 μ L 进样针	1	pc
12		670-12552-01	10F 10 μ L Syringe 、10F 10 μ L 进样针	1	pc
13		227-35006-01	Graphite Ferrule 0.5 10pc、GFS005 压环 (10 个包装)	3	pkt
14		227-35009-01	Graphite Ferrule 0.8 10pc 、GFS008 压环 (10 个包装)	1	pkt
15		227-35008-01	Deactivated Insert with wool for Splitless 5pc、惰性化带石英棉不分流衬管 (5 个包装)	1	pkt
16		227-35007-01	Deactivated Insert with wool for Split 5pc、惰性化带石英棉分流衬管 (5 个包装)	1	pkt
17		221-75181	Capillary Ceramic Tube Cutter、毛细管柱切割器	1	pc
<u>Detectors 附加检测器 (不同主机搭配详见 “检测器搭配标签页”)</u>					
1-1	S	221-77540-42	ECD-2010Exceed Controller Assy, ECD 控制器	1	set
1-2	S	221-77510-48	ECD-2010Exceed, 镍源	1	set
1-3	A W	SHC-B1010-S8	Triple Filter Kit for ECD/FTD-Triple Filter, 1 Position Base plate	1	pc
			ECD/FTD 用载气过滤器 (除氧, 除湿, 除烃)		
<u>必配---Gas Supply Attachment 气路附件</u>					
* 请于当地购买钢瓶气与压力表					
20	A W	SHC-B1030-S8	Complete Filter Bundle Kit - 1/8" SS Triple Filter, 2 Combi filters, 3 Position Base plate	1	set
			气路净化装置 (三个独立的滤芯, 分别用于载气, 助燃气的除氧, 除湿, 除烃)		
21	S	201-48070	Air Pipe, 2m & 1m, 空气管	1	set
22	S	221-73474-50	H2 Gas suply pipe 5m, 氢气管	1	set
23	S	201-48067-05	Carrier Gas Supply Pipe, 5m, 载气管	1	set
<u>Automatic Injector 自动进样器 (150 位)</u>					
1	S	221-80970-58	AOC-20i For GC-2030(Sample number up to 6)	1	set
			AOC-20i 自动进样器(带 6 位样品瓶位)		
2	S	221-80975-58	AOC-20s For GC-2030	1	set
			AOC-20s 150 位自动取样器, 含 6 块 1.5mL 样品盘架		
			*不包含 1.5mL 样品瓶, 请订购 2 包(含)或以上 1.5mL 样品瓶套装(221-34274-91)		
3	S	221-45622-91	Long Rack Set, 12 位样品瓶长导轨	1	set

4	S	221-45609-91	1.5ml sample vial holder with socket hole	1	set
			1.5mL 样品瓶支架, 追加用/带孔		
6	S	227-34002-01	1.5mL Sample Vial Set with Cap and Septum (100pcs/pkg)	1	pkg
			1.5mL 样品瓶套装, 带盖和隔垫 (100 个/包)		
8	S	221-34618	10F-S-0.63 10uL SYRINGE SHIM	1	pc
			10uL 进样针-自动进样器用		

甲方确认清单代表签名: 

乙方确认清单代表签名: 